

ПРОТОКОЛ № 15

рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок на выполнение работ по ремонту медицинской техники для нужд ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 8»

16.03.2017 г.

Дата и время рассмотрения заявок: 16 марта 2017 г. в 10.00 часов.

Место рассмотрения заявок: г. Иркутск ул. Ярославского, 300, каб. 401.

Начальная (максимальная) цена договора: 132 417,00 рублей с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей.

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: г. Иркутск, ул. Ярославского, 300, ул. Баумана, 214А.

Срок (период) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания договора.

Состав комиссии:

| | |
|-----------------------|---|
| Председатель комиссии | Начальник экономического отдела Островская Т.Б. |
| Член комиссии | Экономист Козлов М.А. |
| Член комиссии | Юрисконсульт Буянов В.А. |

1. Сведения о наименовании и количестве поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг:

| № п/п | Наименование товара, работ, услуг | Характеристика товара, работ, услуг | Ед. изм. | Кол-во |
|-------|---|---|----------|--------|
| 1 | Ремонт компрессора стоматологического ДК-50 | Диагностика, разборка, чистка. Замена выключателя давления. Сборка, проверка. | шт | 1 |
| 2 | Ремонт компрессора стоматологического ДК-50 | Диагностика, разборка, чистка. Замена вентилятора. Замена выключателя центробежного. Сборка, проверка. | шт | 1 |
| 3 | Ремонт аппарата «АМУС-01-Интрамаг» | Диагностика, разборка. Ремонт выходного каскада усилителя мощности. Сборка, проверка. | шт | 1 |
| 4 | Ремонт кресла гинекологического КГ-3-М | Работы по восстановлению функциональности. Замена крепежа. Замена амортизаторов. | шт | 3 |
| 5 | Ремонт анализатора газов крови «EasyBloodGas» | Диагностика, разборка. Замена детектора пузырей верхнего. Замена электрода рН. Замена трубки перистальтического насоса. Сборка, проверка. | шт | 1 |
| 6 | Ремонт центрифуги лабораторной СМ-6М | Диагностика, разборка. Замена платы управления СМ6МС03. Сборка, балансировка, проверка. | шт | 1 |
| 7 | Ремонт Дезар 4 «Кронт» | Диагностика, разборка. Замена балласта ETL 118-A2. Замена балласта ETL 218-A2. Замена блока питания 12V 1A. | шт | 1 |